


# Super-Snap®



## Užbaigimas ir poliravimas savo paviršiuje metalo neturinčiais lankščiais diskais

**Super-Snap** diskai yra skirti lengvam, greitam ir saugiam visų mikrofilinių ir hibridinių kompozitų paviršių formavimui, užbaigimui ir poliravimui. Elastinis kotelis diską leidžia patogiai uždėti ant diskų laikiklio.

Kadangi diskas yra be metalinio žiedelio viduryje, nepažeidžiama kompozito paviršiaus forma ir spalva. Itin ploni diskai yra labai lankstūs, paspaudus sulinksta, tačiau nelūžta ir leidžia lengviau pasiekti interproksimalines vietas.


Diskai yra keturių skirtingų grublėtumų, o visą diskų asortimentą rasite „Super-Snap Rainbow Technique“ rinkinyje.



## Žingsnis po žingsnio link aukščiausios kokybės restauracijos rezultato

- **Suderinimas pagal spalvas**  
Aiškus, logiškas ir ergonomiškas instrumentų išdėstymas.
- **Juodi, šiurkštūs diskai**  
Tolygiai išdėstytos šiurkščios dalelės užtikrina greitą ir sklandų paviršių formavimą.
- **Ploni dvipusiai diskai**  
Saugiam ir greitam poliravimui, nekeičiant disko ar neapsukant jo pusės.
- **Saugus laikiklio dizainas**  
Tvirtai laiko diskus ir užtikrina visišką kontrolę poliravimo metu.
- **Poliravimo instrumento paviršiuje nėra metalinių detalių**  
Nepažeidžiama paviršiaus forma ir spalva.
- **Plonos poliravimo juostelės**  
Patogesniai priėjimui prie proksimalinių paviršių. Jos pagal spalvas yra suderintos su „Super-Snap“ diskais: juoda / violetinė (šiurkšti ir vidutinė), žalia / raudona (plona ir itin plona).

## Paviršiaus šiurkštumas (Ra)



Lyginant su kitais poliravimo diskais, **Super-Snap** sistema garantuoja puikius rezultatus, ypač sunkiai poliruojamiems kompozitams.

## Suderinimas pagal spalvas

	Formavimas	Užbaigimas/šlifavimas				Poliravimas	Ypatingas/iki blizgesio poliravimas			
<b>Super-Snap Diskai</b> (50 vnt. dėžutėje)	 L506	 L507	 L508	 L509	 L528	 L522	 L501	 L519	 L502	 L521
	Juodas (šiurkštus)		Violetinis (vidutinis)				Žalias (smulkus)		Raudonas (labai smulkus)	
<b>Super-Snap Laikiklis</b>	 FG - 0438 (6 vnt. dėžutėje)		 CA - 0439 (6 vnt. dėžutėje)		 FG - 0404 Plastic (100 vnt. dėžutėje)					
<b>Super-Snap Šlifavimo juostelės</b> (50 vnt. dėžutėje)	 L525 Juoda / violetinė (šiurkšti / vidutinė)					 L526 Žalia / raudona (smulki / labai smulki)				

## Super-Snap Rainbow Technique KIT



PN0500

**Super-Snap** Rainbow Technique KIT yra 180 diskų (standartiškai 100 vnt., mažesniame rinkinyje 80 vnt.), 40 šlifavimo juostelių, 2 **Dura-White** akmenukai (CN1 ir FL2), 1 **CompoSite** smulkus antgalis 4 plieniniai laikikliai, CA kotas.



**SHOFU DENTAL GMBH**

Am Brüll 17 • 40878 Ratingen Vokietija

Tel.: +49 (0) 21 02 / 86 64-0

Faksas: +49 (0) 21 02 / 86 64-64

El paštas: info@shofu.de